

Anti-Miip 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q5Jxc2

품목 번호: CM0018256

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 적용을 위한 인간 MIIP(IIP45)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 쥐와 교차 반응합니다. 암세포 침습 및 이동 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	MIIP 토끼 pAb
비고 / 별칭	IIP45; MIIP
종	인간
유전자 ID (인간)	60672
면역원	인간 MIIP(NP_068752.2)의 아미노산 279-388에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q5JXC2
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스팩 포장