

항무기질코르티코이드 수용체 (Nr3C2) 토끼 다클론 항체 - P08235

품목 번호: CM0029293



소개

인간 미네랄코르티코이드 수용체 (NR3C2)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 미네랄코르티코이드 신호 전달 및 고혈압 연구에 사용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	미네랄코르티코이드 수용체 (NR3C2) 토끼 다클론 항체
비고/별칭	MR; MCR; MLR; NR3C2VIT; 미네랄코르티코이드 수용체 (NR3C2)
종	인간
유전자 ID (인간)	4306
유전자 ID	4306
면역원	인간 미네랄코르티코이드 수용체 (NR3C2) (NP_000892.2)의 아미노산 450-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P08235
단백질 분자량	107kDa
배송	아이스 팩