


## Wb, If-P, Elisa용 항-Miox 다클론 항체 - Q9Ugb7

품목 번호: CM0013233



### 소개

인간 MIOX(이노시톨 산소화효소)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 신장 특이적 산화환원효소 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 제품명        | MIOX 토끼 pAb                                                |
| 비고/별칭      | ALDRL6; MIOX                                               |
| 종          | 인간                                                         |
| GeneID(인간) | 55586                                                      |
| GeneID     | 55586                                                      |
| 면역원        | 인간 MIOX(NP_060054.4)의 아미노산 1-285에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 출처         | 토끼                                                         |
| 분류         | 다클론 항체                                                     |
| 적용 분야      | WB, IF-P, ELISA                                            |
| 교차 반응성     | 마우스, 랫드                                                    |
| SWISS      | Q9UGB7                                                     |
| 단백질 분자량    | 33kDa                                                      |
| 배송         | 아이스팩                                                       |