

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mip 폴리클로날 항체 - P30301

품목 번호: CM0029022

소개

인간 MIP (Aquaporin-0)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와의 교차 반응성을 확인하며 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 수정체 수분 항상성 및 접착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MIP Rabbit pAb
비고/별칭	AQP0; LIM1; MP26; MIP26; CTRCT15; MIP
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4284
GeneID	4284
면역원	합성 펩타이드 인간 MIP (NP_036196.1)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P30301
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 백(Ice bag)