

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Mipep 단일클론 항체 - Q99797

품목 번호: CM0006547

소개

웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC 및 ELISA에 대해
검증된 MIPeP 토끼 단일클론 항체입니다. 미토콘드리아
중간 펩티다제(Q99797)를 타겟으로 하며, 미토콘드리아
단백질 처리 및 관련 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MIPeP Rabbit mAb
비고/별칭	MIP; HMIP; COXPD31; MIPeP
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	4285
항원(Immunogen)	사람 MIPeP (NP_005923.3)의 아미노산 511-713에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	Q99797
단백질 분자량	81kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)