

Anti-Mipep Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q99797

품목 번호: CM0013367

소개

MIPEP Rabbit pAb는 WB 및 ELISA에서
검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다.
미토콘드리아 중간 펩티다제(81 kDa)를 표적으로 하며,
미토콘드리아 단백질 처리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MIPEP Rabbit pAb
비고/별칭	MIP; HMIP; COXPD31; MIPEP
종	인간
GeneID (인간)	4285
GeneID	4285
면역원	인간 MIPEP (NP_005923.2)의 아미노산 511-713 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99797
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스팩