

## Anti-Mitd1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wv92

품목 번호: CM0023949



### 소개

사람 MITD1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포분열과 세포질분할(abscission)에 관여하는 29 kDa 단백질을 검출합니다. 사람, 쥐 및 랫트 샘플에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                               |
|--------------------------|---------------------------------|
| 제품명                      | MITD1 Rabbit pAb                |
| 비고/별칭                    | MITD1                           |
| 종(Species)               | 사람(Human)                       |
| 유전자 ID (사람)              | 129531                          |
| 유전자 ID                   | 129531                          |
| 면역원(Immunogen)           | 재조합 단백질                         |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                      |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies) |
| 응용(Application)          | WB, IHC-P, ELISA                |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)    |
| SWISS                    | Q8WV92                          |
| 단백질 분자량                  | 29kDa                           |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                  |