


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mitf 단일클론 항체 - O75030

품목 번호: CM0007243



소개

사람 MITF를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. MITF는 멜라닌 세포의 생존, 분화 및 색소 침착 유전자 발현을 조절하는 주요 전사 인자입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MITF Rabbit mAb
비고/별칭	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	4286
GeneID	4286
면역원(Immunogen)	사람 MITF (NP_001341533.1)의 아미노산 402-526에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	O75030
단백질 분자량(Protein Weight)	59kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)