


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Mitf 토끼 단일클론 항체 - O75030

품목 번호: CM0007572



소개

사람 MITF (O75030)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 쥐 MITF와 반응합니다. 멜라닌세포 분화, 색소 생성 유전자 조절 및 전사 인자 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MITF Rabbit mAb
비고/별칭	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32; MITF
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	4286
유전자 ID	4286
면역원	사람 MITF (NP_001341533.1)의 아미노산 402-526에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Rat)
SWISS	O75030
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스백