


## Wb 및 Elisa용 Anti-Mitf 토끼 다클론 항체 - O75030

품목 번호: CM0013778



### 소개

인간 MITF(소안구증 관련 전사 인자)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. MITF는 멜라닌세포 생존, 분화 및 멜라노솜 생합성의 주요 조절 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명        | MITF 토끼 pAb                                                    |
| 비고/별칭      | MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32; MITF             |
| 종          | 인간                                                             |
| 유전자 ID(인간) | 4286                                                           |
| 유전자 ID     | 4286                                                           |
| 면역원        | 인간 MITF(NP_937801.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 항체 공급원     | 토끼                                                             |
| 분류         | 다클론 항체                                                         |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스                                                        |
| SWISS      | O75030                                                         |
| 단백질 분자량    | 59kDa                                                          |
| 배송         | 얼음팩                                                            |