

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항-미토피린 단일클론 항체 - Q16891

품목 번호: CM0006513

소개

Western blot, IHC, IP 및 ELISA에 적합한 인간 미토피린(MIC60)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 미토콘드리아 크리스타 형태 및 MICOS 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	미토피린 토끼 mAb
비고/별칭	HMP; P87; P89; PIG4; Mic60; PIG52; MINOS2; P87/89; MICOS60; Mitofilin
종	인간
GeneID	10989
면역원	인간 미토피린(NP_006830.2)의 아미노산 65-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산원	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q16891
단백질 분자량	84 kDa
배송	아이스팩