

Wb, If/Icc, Elisa용 항미토피신-1/Mfn1 다클론 항체 - Q8Iwa4

품목 번호: CM0025574



소개

미토콘드리아 융합에 필수적인 미토콘드리아 외막 GTPase인 인간 미토피신-1(MFN1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	미토피신-1/MFN1 토끼 pAb
비고/별칭	hfzo1; hfzo2; 미토피신-1/MFN1
종	인간
유전자 ID (인간)	55669
유전자 ID	55669
면역원	인간 미토피신-1/MFN1 (NP_284941.2)의 아미노산 622-741 영역 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IWA4
단백질 분자량	84kDa
배송 방법	아이스 팩