

Anti-Mitofusin-1/Mfn1 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q8Iwa4

품목 번호: CM0004395



소개

사람 Mitofusin-1 (MFN1)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 84 kDa 단백질을 검출하며, 미토콘드리아 역학 및 융합 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Mitofusin-1/MFN1 Rabbit mAb
비고/별칭	hfzo1; hfzo2; Mitofusin-1/MFN1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	55669
GeneID	55669
면역원(Immunogen)	사람 Mitofusin-1/MFN1 (NP_284941.2)의 아미노산 642-741 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	Q8IWA4
단백질 분자량(Protein Weight)	84kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)