


항미토피신 2 (Mfn2) 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa용 - O95140

품목 번호: CM0018424



소개

인간 미토피신 2 (MFN2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성이 있습니다. 미토콘드리아 역학, 융합 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	미토피신 2 토끼 pAb
비고/별칭	HSG; MARF; CMT2A; CPRP1; CMT2A2; HMSN6A; CMT2A2A; CMT2A2B; 미토피신 2
종	인간
유전자 ID (인간)	9927
유전자 ID	9927
면역원	합성 펩타이드: 인간 미토피신 2 (NP_055689.1)의 아미노산 70-260 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O95140
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스 팩