

If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mki67 Rabbit Polyclonal Antibody - E9Pvx6

품목 번호: CM0031077

소개

마우스 Ki-67 (Mki67)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 래트와 교차 반응합니다. IVD 응용 분야에서 세포 증식 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Mki67 Rabbit pAb
비고/별칭	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
종	마우스
GeneID (인간)	4288
GeneID	17345
면역원	마우스 Mki67 (NP_001074586.2)의 아미노산 1816-2163에 상응하는 재조합 단백질
원산지	래빗
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	E9PVX6
단백질 무게	350kDa
배송	아이스팩