

Wb 및 Elisa용 Anti-Mkks 토끼 다클론 항체 - Q9Npj1

품목 번호: CM0021403

소개

Western blot 및 ELISA용 인간 MKKS(BBS6)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. BBSome 조립과 섬모 형성에 관여하는 62kDa 분자 샤페론을 인식합니다. 인간 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	MKKS 토끼 pAb
비고/별칭	KMS; MKS; BBS6; HMCS; MKKS
종	인간
유전자 ID (인간)	8195
유전자 ID	8195
면역원	인간 MKKS(NP_740754.1)의 아미노산 221-570에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NPJ1
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스팩