


Wb, Elisa용 Anti-Mkl1 폴리클론 항체 - Q969V6

품목 번호: CM0018318



소개

인체 MKL1(MRTF-A, MAL)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. WB 및 ELISA 검증을 완료하였으며 마우스 및 래트와 교차 반응성을 보입니다. 세포골격 유전자 조절, 세포 이동 및 SRF 매개 전사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MKL1 토끼 pAb
비고/별칭	MAL; MKL; BSAC; MKL1; MRTF-A
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	57591
유전자 ID	57591
면역원	재조합 단백질; 인체 MKL1(NP_065882.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 래트
SWISS	Q969V6
단백질 무게	99kDa
배송	아이스팩