


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Mkl1 다클론 항체 - Q969V6

품목 번호: CM0028678



소개

인간 MKL1(MRTF-A/MAL/BSAC)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트 MKL1을 검출합니다. 세포골격 유전자 조절 및 암 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MKL1 토끼 pAb
비고/별칭	MAL; MKL; BSAC; MKL1; MRTF-A
종	인간
유전자ID (인간)	57591
유전자ID	57591
면역원	인간 MKL1 (NP_065882.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q969V6
단백질 분자량	99kDa
배송 방식	아이스백