

Wb 및 Elisa용 항-Mkl2 (Mrtfb) 토끼 다클론 항체 - Q9Ulh7

품목 번호: CM0016867

소개

재조합 인간 MKL2(MRTFB)에 대해 생성된 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(118 kDa) 및 ELISA에서 검증되었으며 인간 및 생쥐와 교차 반응성이 있습니다. SRF 공동활성화 및 근육 발달 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | MKL2 토끼 pAb                                                          |
| 비고/별칭       | MKL2; MRTF-B; NPD001                                                 |
| 종           | 인간                                                                   |
| GeneID (인간) | 57496                                                                |
| GeneID      | 57496                                                                |
| 면역원         | 재조합 단백질 인간 MKL2(NP_054767.3)의 아미노산 170-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                                   |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                               |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                            |
| 교차 반응성      | 인간, 생쥐                                                               |
| SWISS       | Q9ULH7                                                               |
| 단백질 분자량     | 118kDa                                                               |
| 배송          | 아이스 팩                                                                |