


Wb 및 Elisa용 Anti-Mkln1 토끼 다클로날 항체 - Q9UL63

품목 번호: CM0018438



소개

인간 MKLN1 (Muskelin, TWA2)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. CTLH 복합체, 세포 확산 및 THBS1 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MKLN1 Rabbit pAb
비고/별칭	TWA2; MKLN1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4289
유전자 ID	4289
면역원(Immunogen)	인간 MKLN1 (NP_037387.2)의 아미노산 436-735에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q9UL63
단백질 분자량	85kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)