


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Mknk1 다클론 항체 - Q9Bub5

품목 번호: CM0024320



### 소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 MKNK1 토끼 다클론 항체입니다. 스트레스 및 사이토카인 반응에서 EIF4E 인산화를 통해 번역을 조절하는 키나아제인 인간, 마우스, 래트 MKNK1을 검출합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | MKNK1 토끼 pAb                                                   |
| 비고/별칭       | MNKK1; MKNK1                                                   |
| 종           | 인간                                                             |
| 유전자 ID (인간) | 8569                                                           |
| 면역원         | 인간 MKNK1 (NP_003675.2)의 아미노산 374-465에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼                                                             |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                         |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                       |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                    |
| SWISS       | Q9BUB5                                                         |
| 단백질 분자량     | 51 kDa                                                         |
| 배송          | 아이스 팩                                                          |