

Anti-Mkp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P28562

품목 번호: CM0023303



소개

Western blot (WB) 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-MKP1 Rabbit Polyclonal Antibody. 인간 및 마우스 MKP1을 검출합니다. 아미노산 267-367 내의 재조합 면역원입니다. MAP 키나제 신호 전달 및 스트레스 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MKP1 Rabbit pAb
비고/별칭	HVH1; MKP1; CL100; MKP-1; PTPN10
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	1843
면역원	인간 MKP1 (NP_004408.1)의 아미노산 267-367 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P28562
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백(Ice bag)