

Anti-Mkp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P28563

품목 번호: CM0021745

소개

마우스 MKP1(DUSP1)을 표적으로 하는 Rabbit polyclonal antibody로, Western blot 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 쥐와 반응합니다. MKP1은 ERK2를 탈인산화하여 감수분열 세포 주기를 조절하는 핵 이중 특이성 인산가수분해효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MKP1 Rabbit pAb
비고/별칭	erp, MKP1, mkp-1, 3CH134, Ptpn16
종	마우스
GeneID	19252
면역원	마우스 MKP1 (NP_038670.1)의 아미노산 1-172에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P28563
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스팩