

Wb 및 Elisa용 Anti-Mkrn3 토끼 다클로날 항체 - Q13064

품목 번호: CM0023240

소개

MKRN3 Rabbit pAb는 토끼에서 유래한 다클로날 항체로, 인간 MKRN3 E3 유비퀴틴 리가제를 인식합니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 사춘기 시기 및 유비퀴틴화 경로 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MKRN3 Rabbit pAb
비고/별칭	CPPB2; D15S9; RNF63; ZFP127; ZNF127; MKRN3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7681
GeneID	7681
면역원(Immunogen)	인간 MKRN3 (NP_005655.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q13064
단백질 분자량	56kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)