

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Mks1 폴리클로날 항체 - Q9Nxb0

품목 번호: CM0030509

소개

WB, IF/ICC, ELISA 검증 완료된 MKS1 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응함. 65 kDa 단백질. 섬모 및 섬모병증 연구에 이상적. - Q9NXB0

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MKS1 토끼 pAb
비고/별칭	MES; MKS; BBS13; POC12; JBTS28; MKS1
종	인간
GeneID (인간)	54903
GeneID	54903
면역원	인간 MKS1의 아미노산 150-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_060247.2)
출처	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9NXB0
단백질 무게	65kDa
배송	아이스팩