

Wb, Elisa용 Anti-Mld 단일클론 항체 - O15121

품목 번호: CM0003347

소개

인간 스팅고지질 델타(4)-디사투라제 DES1 (MLD/DEGS1)을 표적하는 토끼 단일클론 항체로 WB 및 ELISA에 사용됩니다. 지질 대사 및 백질이영양증 연구에 이상적입니다. 인간 샘플에서 검증됨.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MLD Rabbit mAb
비고/별칭	MLD; DEGS; DES1; Des-1; FADS7; HLD18; MIG15; DEGS-1
종	인간
GeneID (Human)	8560
면역원	인간 MLD (NP_003667.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O15121
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백