


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Mlf1 폴리클로날 항체 - P58340

품목 번호: CM0028752



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 토끼 항-MLF1 폴리클로날 항체로, 인간 및 마우스 MLF1을 인식합니다. MLF1은 조혈 계통 결정, 세포 주기 및 분화를 조절합니다. 백혈병 및 발생 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MLF1 Rabbit pAb
비고/별칭	MLF1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	4291
GeneID	4291
면역원(Immunogen)	인간 MLF1 (NP_071888.1)의 아미노산 1-268에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P58340
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)