


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Mlf1 다클론 항체 - P58340

품목 번호: CM0013101



소개

인간 MLF1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 조혈 분화, 세포주기 조절 및 전사인자 기능에서 골수성 백혈병 인자 1 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	MLF1 토끼 pAb
비고/별칭	MLF1
종	인간
GeneID (인간)	4291
GeneID	4291
면역원	재조합 단백질 인간 MLF1 (NP_071888.1)의 아미노산 1-268에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P58340
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스백