

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mlf2 폴리클로날 항체 - Q15773

품목 번호: CM0016335

소개

인간 MLF2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 MLF2를 검출합니다. 백혈병 및 세포 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MLF2 Rabbit pAb
비고/별칭	NTN4; MLF2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	8079
GeneID	8079
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 MLF2 (NP_005430.1)의 아미노산 1-65에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q15773
단백질 분자량(Protein Weight)	28kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)