


Wb, Elisa용 Anti-Mlh1 단일클론 항체 (Ko 검증됨) - P40692

품목 번호: CM0007159



소개

사람 DNA 불일치 복구 단백질 Mlh1 (MLH1)을 표적으로 하는 KO 검증 마우스 단일클론 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA에 적합합니다. 대장암 연구와 관련된 주요 MMR 구성 요소를 타겟팅합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증됨] MLH1 Mouse mAb
비고/별칭	FCC2; COCA2; HNPCC; MLH-1; hMLH1; HNPCC2; LYNCH2; MMRCS1; H1
종(Species)	마우스
GeneID	4292
면역원	사람 MLH1 재조합 단백질
출처	마우스
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human)
SWISS	P40692
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)