

Wb, Elisa용 Anti-Mlh3 단일클론 항체 - Q9Uhc1

품목 번호: CM0004492

소개

인간 MLH3(DNA 불일치 복구 단백질 Mlh3)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응성을 나타냅니다. DNA 복구 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MLH3 Rabbit mAb
비고/별칭	HNPC7
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	27030
GeneID	27030
면역원(Immunogen)	인간 MLH3 (NP_001035197.1)의 아미노산 1190-1389에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9UHC1
단백질 분자량	164kDa
배송(Shipping)	아이스백