

Wb, Ihc-P, Elisa용 Mkl1 단일클론 항체 - Q8Nb16

품목 번호: CM0010885



소개

Western blot, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 인간 MLKL에 대한 마우스 단일클론 항체입니다. 54 kDa의 괴사성 세포사멸 매개자인 인간 및 마우스 MLKL을 검출합니다. 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO Validated] MLKL 마우스 mAb
비고/별칭	hMLKL
종	인간
GeneID (인간)	197259
GeneID	197259
면역원	합성 펩타이드: 인간 MLKL에서 유래한 합성 펩타이드입니다.
기원	마우스
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8NB16
단백질 분자량	54 kDa
배송	아이스팩