

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mlkl 토끼 단일클론 항체 - Q8Nb16

품목 번호: CM0011895



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA용 인간 MLKL(hMLKL)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 괴사성 세포 사멸 및 프로그래밍된 세포 사멸 연구에 이상적입니다. 단백질 분자량 54kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MLKL Rabbit mAb
비고/별칭	hMLKL
종	인간(Human)
GeneID (인간)	197259
GeneID	197259
면역원	인간 MLKL (NP_689862.1)의 아미노산 369-471에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q8NB16
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백