


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mlkl 토끼 다클로날 항체 - Q9D2Y4

품목 번호: CM0026889



소개

마우스 MLKL(mixed lineage kinase domain-like protein)을 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 인간 MLKL과 교차 반응합니다. 네크로프토시스 및 세포 사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MLKL Rabbit pAb
비고/별칭	9130019I15Rik; MLKL
종(Species)	마우스(Mouse)
유전자 ID (인간)	197259
유전자 ID	74568
항원(Immunogen)	마우스 MLKL (Q9D2Y4)의 아미노산 1-53에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9D2Y4
단백질 분자량	54kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)