

Anti-Mlkl Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Nb16

품목 번호: CM0023728



소개

MLKL Rabbit pAb은 인간 MLKL (~54 kDa)을 표적으로 하는 다클로널 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 적용 가능하며, 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 괴사성 세포사멸(necroptosis) 및 프로그램된 세포 사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MLKL Rabbit pAb
비고/별칭	hMLKL; MLKL
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	197259
면역원(Immunogen)	인간 MLKL (NP_689862.1)의 아미노산 369-471에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Applications)	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8NB16
단백질 분자량	54 kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)