

Anti-Mll5/Kmt2E Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Izd2

품목 번호: CM0028702



소개

인간 MLL5 (KMT2E)에 대한 Rabbit polyclonal 항체입니다. WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 MLL5와 반응합니다. 조혈, 세포 주기, 염색질 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MLL5 Rabbit pAb
비고/별칭	MLL5; Nkp44L; ODLURO; SETD5B; HDCMC04P
종	인간
GeneID	55904
면역원	인간 MLL5 (NP_061152.3)의 아미노산 200-500에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8IZD2
단백질 분자량	205kDa
배송	아이스백