

Wb 및 Elisa용 항Mllt1/Enl 다클론 항체 - Q03111

품목 번호: CM0022966



소개

YEATS 도메인 크로마틴 리더인 인간 MLLT1/ENL을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 크로마틴 및 백혈병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MLLT1 토끼 pAb
비고/별칭	ENL; LTG19; YEATS1; MLLT1
종	인간
유전자 ID (인간)	4298
유전자 ID	4298
면역원	인간 MLLT1 (NP_005925.2)의 아미노산 190-270에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q03111
단백질 분자량	62kDa
배송 방법	아이스백