


Wb, Elisa용 항-Mllt3/Af9 토끼 단클론 항체 - P42568

품목 번호: CM0005596



소개

WB 및 ELISA에 검증된 고품질 항-MLLT3/AF9 토끼 단클론 항체입니다. 전사 조절 및 조혈 줄기세포 유지에 필수적인 초신장 복합체의 크로마틴 리더인 인간 MLLT3/AF9에 특이적으로 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MLLT3/AF9 토끼 mAb
비고/별칭	AF9; YEATS3; MLLT3/AF9
반응 종	인간
유전자ID (인간)	4300
유전자ID	4300
면역원	재조합 단백질 인간 MLLT3/AF9 (NP_004520.2)의 아미노산 1-150번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P42568
단백질 분자량	63kDa
배송 방식	아이스백