


Anti-MLN 폴리클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - P12872

품목 번호: CM0030170



소개

토끼에서 유래한 Anti-MLN 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 위장관 운동을 조절하는 분비 호르몬인 인간 및 마우스 프로모틸린을 인식합니다. 위장관 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MLN Rabbit pAb
비고/별칭	MLN; motilin
종	인간
GeneID (인간)	4295
GeneID	4295
면역원	인간 MLN (NP_002409.1)의 아미노산 26-115에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P12872
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백