

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mlph 폴리클로날 항체 - Q9Bv36

품목 번호: CM0025300

소개

인간 MLPH (멜라노필린)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 멜라노솜 수송 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MLPH Rabbit pAb
비고/별칭	SLAC2-A; MLPH
종	인간
유전자 ID (인간)	79083
유전자 ID	79083
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BV36
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스팩