


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Mlst8 폴리클로날 항체 - Q9Bvc4

품목 번호: CM0014603



소개

mTORC1 및 mTORC2의 서브유닛인 MLST8 (GbetaL/mLST8)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체; 사람, 쥐(Murine), 쥐에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증됨. 영양 신호 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MLST8 Rabbit pAb
비고/별칭	GBL; LST8; POP3; WAT1; GbetaL; MLST8
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	64223
면역원(Immunogen)	사람 MLST8 (NP_001186103.1)의 아미노산 1-326에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9BVC4
단백질 분자량	36kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)