


Wb 및 Elisa용 Anti-Mlst8 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Bvc4

품목 번호: CM0016819



소개

MLST8(GbetaL, mLST8)를 표적으로 하는 KD 검증된 토끼 폴리클로날 항체로, 사람, 마우스, 래트에서 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 세포 성장과 생존 신호 전달에 필수적인 mTOR 복합체 서브유닛 MLST8을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증] MLST8 Rabbit pAb
비고/별칭	GBL; LST8; POP3; WAT1; GbetaL; [KD 검증] MLST8
종	사람
GeneID (사람)	64223
GeneID	64223
면역원	제조항 단백질 사람 MLST8 (NP_001186103.1)의 아미노산 1-326에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9BVC4
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백