


Wb, Elisa용 항-Mlycd 다클론 항체 - O95822

품목 번호: CM0021201



소개

인간 MLYCD(말로닐-CoA 탈탄산효소)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성이 있습니다. 지방산 대사 및 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MLYCD 토끼 pAb
비고/별칭	MCD; MLYCD
종	인간
유전자ID (인간)	23417
유전자ID	23417
면역원	인간 MLYCD (NP_036345.2)의 아미노산 40-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	O95822
단백질 분자량	55kDa
배송 방법	아이스백