


Anti-Mmachc Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y4U1

품목 번호: CM0017560



소개

인간 MMACHC(cblC)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, Western blot 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 코발라민 대사 및 메틸화 경로 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MMACHC Rabbit pAb
비고/별칭	cblC; MMACHC
종	인간
GeneID (Human)	25974
GeneID	25974
면역원	인간 MMACHC (NP_056321.2)의 아미노산 63-282에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y4U1
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백