


Wb, Elisa용 항-Mmp1 토끼 다클론 항체 - P03956

품목 번호: CM0018522



소개

인간 MMP1(간질 콜라겐분해효소)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 면역원이 아미노산 20-280 부위를 포함합니다. 콜라겐 분해 및 세포외 기질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MMP1 토끼 pAb
비고/별칭	CLG; CLGN; MMP1
종	인간
유전자ID (인간)	4312
유전자ID	4312
면역원	인간 MMP1 (NP_002412.1)의 아미노산 20-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P03956
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩