


Anti-Mmp10 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09238

품목 번호: CM0026594



소개

인간 MMP10(Stromelysin-2, SL-2, STMY2)에 대한 토끼 폴리클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 세포외 기질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MMP10 Rabbit pAb
비고/별칭	SL-2; STMY2; MMP10
종	인간
GeneID (인간)	4319
GeneID	4319
면역원	합성 펩타이드 인간 MMP10 (NP_002416.1)의 아미노산 237-476에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09238
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백