


## Wb, If/Icc, Elisa용 항-Mmp13 토끼 단클론 항체 - P45452

품목 번호: CM0002750



### 소개

인간 MMP13(콜라겐분해효소 3)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 세포외기질 분해, 골 발달 및 암 침습 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명     | MMP13 토끼 단클론 항체                                                 |
| 비고/별칭   | CLG3; MDST; MANDP1; MMP-13; MMP13                               |
| 종       | 인간                                                              |
| 유전자ID   | 4322                                                            |
| 면역원     | 합성 펩타이드 (인간 MMP13 (P45452)의 아미노산 350-450 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드) |
| 공급원     | 토끼                                                              |
| 카테고리    | 단클론 항체                                                          |
| 적용 분야   | WB, IF/ICC, ELISA                                               |
| 교차 반응성  | 인간                                                              |
| SWISS   | P45452                                                          |
| 단백질 분자량 | 54kDa                                                           |
| 배송 방법   | 아이스백                                                            |