


Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Mmp14 토끼 다클론 항체 - P50281

품목 번호: CM0025669



소개

인간 및 마우스에서 WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에 대해 검증된 MMP14 토끼 다클론 항체입니다. ECM 리모델링 및 세포 이동에 관여하는 66kDa 막형 기질 금속단백분해효소를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MMP14 토끼 pAb
비고/별칭	MMP-14; MMP-XI; MT-MMP; MTIMMP; MTMMP1; WNCNRS; MT1-MMP; MT-MMP 1
종	인간
GeneID (인간)	4323
GeneID	4323
면역원	인간 MMP14 (NP_004986.1)의 아미노산 21-538 범위 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P50281
단백질 분자량	66kDa
배송 방식	아이스 팩