


## Anti-Mmp14/Mt1-Mmp 단클론 항체 (Wb, Ihc-P, Fc, Elisa용) - P50281

품목 번호: CM0003304



### 소개

인간 MMP14/MT1-MMP를 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, FC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포외 기질 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | MMP14/MT1-MMP 토끼 mAb                                                            |
| 비고/별칭       | MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MTIMMP; MTMMP1; WCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP |
| 종           | 인간                                                                              |
| 유전자 ID (인간) | 4323                                                                            |
| 유전자 ID      | 4323                                                                            |
| 면역원         | 인간 MMP14 (P50281)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드                              |
| 공급원         | 토끼                                                                              |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                                          |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, FC, ELISA                                                            |
| 교차 반응성      | 인간, 생쥐, 쥐                                                                       |
| SWISS       | P50281                                                                          |
| 단백질 분자량     | 66kDa                                                                           |
| 배송 방법       | 아이스 팩                                                                           |