


If/Icc, Elisa용 Anti-Mmp14/Mt1-Mmp 토끼 다클론 항체 - P50281

품목 번호: CM0016091



소개

인간 MMP14/MT1-MMP에 대한 토끼 다클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포외기질 분해, 세포 이동, 혈관신생 및 종양 침윤 기전 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MMP14/MT1-MMP 토끼 pAb
비고/별칭	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MTIMMP; MTMMP1; WNCNRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
종	인간
GeneID (인간)	4323
GeneID	4323
면역원	인간 MMP14/MT1-MMP(NP_004986.1)의 아미노산 75-174 구간에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
카테고리	다클론 항체
적용	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P50281
단백질 중량	66kDa
배송	아이스백